



## ZEVNÍ FIXÁTORY EXTERNAL FIXATORS



# ZEVNÍ FIXÁTORY

## EXTERNAL FIXATORS



### Zevní fixátory

#### Přehled zevních fixátorů

### Zevní fixátor UNI-FIX

#### UNI-FIX - díly

#### UNI-FIX dětský - díly

#### UNI-FIX, UNI-FIX dětský - fixační šrouby

#### UNI-FIX, UNI-FIX dětský - nástroje

### Fixátor PH-FIX

#### PH-FIX - díly

#### PH-FIX - fixační šrouby

#### PH-FIX - nástroje

### Hybridní fixátor

#### HYBRIDNÍ FIXÁTOR - díly

### Fixátor MP-FIX

#### MP-FIX - díly

#### MP-FIX - nástroje

#### MP-FIX - sety

### External fixators

#### External fixators overview

### External fixator UNI-FIX

#### UNI-FIX - components

#### UNI-FIX pediatric - components

#### UNI-FIX, UNI-FIX pediatric - fixation screws

#### UNI-FIX, UNI-FIX pediatric - instruments

### External fixator PH-FIX

#### PH-FIX - components

#### PH-FIX - fixation screws

#### PH-FIX - instruments

### Hybrid fixator

#### HYBRID FIXATOR - components

### Metacarpalis fixator MP-FIX

#### MP-FIX - components

#### MP-FIX - instruments

#### MP-FIX -sets

3

4-6

7-9

10

11-14

15-17

18

19-20

21

22-24

25

26-27



**UNI-FIX, UNI FIX dětský / UNI-FIX, UNI-FIX pediatric**

str. 4 - 14  
page



**PH-FIX**

str. 15 - 20  
page


UNI-FIX



PH-FIX

**HYBRIDNÍ / HYBRID**

str. 21  
page



**MP-FIX**

str. 22 - 27  
page

**UNI-FIX - DÍLY**  
UNI-FIX - COMPONENTS



**Tělo**  
Fixator body

<b>F0012000</b>	standard	standard
<b>F0012200</b>	krátké	short
<b>F0012100</b>	dlouhé	long



**Nástavec těla rovný**  
Straight body adapter

**F0013700**

**Nástavec těla kloubový**  
Angular body adapter

**F0014400**



**Spojení pevné dvou těl**  
Solid connection of two bodies

**F0013900**

**Spojení kloubové dvou těl**  
Joint connection of two bodies

**F0014000**



**Hlava přímá pevná**  
Straight firm clamp

**F0010100**

**Hlava přímá pevná krátká**  
Straight firm clamp-short

**F0013400**





**Hlava přímá výkyvná**  
Straight movable clamp

**F0010200**

**Hlava přímá výkyvná krátká**  
Straight movable clamp – short

**F0013300**



**Hlava kolmá**  
T-clamp

**F0010300**

**Hlava kolmá krátká**  
T-clamp – short

**F0014800**



**Hlava na dvourovinnou fixaci**  
Clamp for biplanar fixation


**F0013600**



**Hlava prostorová**  
Spatial clamp

**F0014300**

**UNI-FIX - DÍLY**  
UNI-FIX - COMPONENTS



**Hlava na pánev**  
Pelvis fixation clamp

**F0013500**



**Hlava UNI-FIX – Hybrid**  
UNI-FIX – Hybrid adaptor clamp

**F0060200**



**Distraktor**  
Distractor

<b>F0010400</b>	standard	standard
<b>F0012300</b>	krátký	short
<b>F0012400</b>	dlouhý	long



**Fixace mezifragmentu dospělá**  
Interfragment fixation - adult

**F0011700**



**Tělo dětské**  
Fixator body pediatric

<b>F0042000</b>	standard	standard
<b>F0042100</b>	krátké	short
<b>F0042300</b>	dlouhé	long



**Nástavec těla rovný dětský**  
Straight body adapter – pediatric

**F0043700**

**Nástavec těla kloubový dětský**  
Angular body adapter – pediatric

**F0044400**



**Spojení pevné dvou těl dětské**  
Solid connection of two bodies – pediatric

**F0043900**

**Spojení kloubové dvou těl dětské**  
Joint connection of two bodies – pediatric

**F0044000**



**Hlava přímá pevná dětská**  
Straight firm clamp – pediatric

**F0040100**

**Hlava přímá pevná krátká dětská**  
Straight firm clamp-short – pediatric

**F0043400**

**UNI-FIX DĚTSKÝ - DÍLY**  
UNI-FIX PEDIATRIC - COMPONENTS



**Hlava přímá výkyvná dětská**  
Straight movable clamp – pediatric

**F0040200**

**Hlava přímá výkyvná krátká dětská**  
Straight movable clamp – pediatric

**F0043300**



**Hlava kolmá dětská**  
T-clamp – pediatric

**F0040300**

**F0044200** krátká (2 šrouby) short (2 pins)

**F0044800** krátká (3 šrouby) short (3 pins)



**Hlava na dvourovinnou fixaci dětská**  
Clamp for biplanar fixation – pediatric

**F0043600**



**Hlava prostorová dětská**  
Spatial clamp – pediatric

**F0044300**



**Hlava na pánev dětská**  
Pelvis fixation clamp – pediatric

**F0043500**



**Distraktor dětský**  
Distractor – pediatric

<b>F0040400</b>	standard	standard
<b>F0042200</b>	krátký	short
<b>F0042400</b>	dlouhý	long



**Fixace mezifragmentu dětská**  
Interfragment fixation – pediatric

**F0041700**



**Spojení prostorové dvou těl dětské**  
Spatial connection of two bodies – pediatric

**F0043800**

**UNI-FIX, UNI-FIX DĚTSKÝ - FIXAČNÍ ŠROUBY**  
UNI-FIX, UNI-FIX PEDIATRIC - FIXATION SCREWS



**Šroub kuželový Ø 6 mm, závit 6/5 mm**  
Conical pin Ø 6 mm, thread 6/5 mm

<b>S0010001</b>	80/30 mm
<b>S0010002</b>	100/30 mm
<b>S0010003</b>	100/40 mm
<b>S0010004</b>	120/30 mm
<b>S0010005</b>	120/40 mm
<b>S0010006</b>	140/40 mm
<b>S0010007</b>	140/50 mm
<b>S0010008</b>	160/40 mm
<b>S0010009</b>	160/50 mm
<b>S0010010</b>	180/50 mm
<b>S0010011</b>	180/60 mm
<b>S0010012</b>	200/50 mm
<b>S0010013</b>	200/60 mm
<b>S0010014</b>	220/50 mm
<b>S0010015</b>	220/60 mm
<b>S0010016</b>	240/50 mm
<b>S0010017</b>	240/60 mm



**Šroub kuželový dětský Ø 6 mm, závit 4,5/3,5 mm**  
Conical pin paediatric Ø 6 mm, thread 4.5/3.5 mm

<b>S0010101</b>	60/20 mm
<b>S0010102</b>	80/20 mm
<b>S0010103</b>	80/30 mm
<b>S0010104</b>	100/20 mm
<b>S0010105</b>	100/30 mm
<b>S0010106</b>	120/30 mm
<b>S0010107</b>	120/40 mm
<b>S0010108</b>	140/30 mm
<b>S0010109</b>	140/40 mm



**Šroub kuželový Ø 4,5 mm, závit 2,5/3 mm**  
Screw Ø 4.5 mm conical, thread 2.5/3 mm

POZNÁMKA: Pouze pro UNI-FIX dětský  
NOTE: Only with UNI-FIX pediatric

<b>S0010303</b>	50/8 mm
<b>S0010304</b>	50/12 mm
<b>S0010305</b>	60/10 mm
<b>S0010306</b>	60/15 mm
<b>S0010307</b>	70/10 mm
<b>S0010308</b>	70/15 mm
<b>S0010309</b>	80/10 mm
<b>S0010310</b>	80/15 mm
<b>S0010311</b>	90/10 mm
<b>S0010312</b>	90/15 mm





**Bodec**  
Pin location pointer

**F0011100**



**Pouzdro vrtací**  
Firm drilling guide

**F0010500** 60 mm  
**F0010600** 100 mm  
**F0010700** 130 mm



**Trubička upínací**  
Pin insert guide

**F0010801** 60 mm  
**F0010802** 100 mm  
**F0010803** 130 mm



**Vložka vrtací**  
Drilling guide insert

**F0040702** Ø 3,5/50 mm  
**F0040502** Ø 4,5/60 mm  
**F0040602** Ø 4,5/100 mm

**UNI-FIX, UNI-FIX DĚTSKÝ - NÁSTROJE**  
UNI-FIX, UNI-FIX PEDIATRIC - INSTRUMENTS



**Vrtáček**  
Drill

<b>F0011803</b>	Ø 2,2 mm
<b>F0011802</b>	Ø 3,2 mm
<b>F0011801</b>	Ø 4,5 mm



**Měřítka délky šroubu**  
Screw length scale

**F0013800**



**Klíč na šrouby**  
T-spanner pin introducer

<b>F0011200</b>	□	na šrouby Ø 6 mm	pin Ø 6 mm
<b>F0041300</b>	△	na šrouby Ø 4,5 mm	pin Ø 4.5 mm



**T-klíč**  
T-spanner

<b>F0011400</b>	○ 6 mm
<b>F0041400</b>	○ 4 mm



**L-klíč**  
L-bar spanner

**F0011500**    ⌀ 6 mm  
**F0041500**    ⌀ 4 mm



**Cílič na pánev**  
Pelvis drilling guide

**F0014200**



**Páky repositionální**  
Realignment levers


**F0011000**



**Páky repositionální dětské**  
Realignment levers pediatric

**F0041000**

**UNI-FIX, UNI-FIX DĚTSKÝ - NÁSTROJE**  
UNI-FIX, UNI-FIX PEDIATRIC - INSTRUMENTS



**Plato na nástroje UNI-FIX s vyložením prázdné**  
UNI-FIX instrument tray with holders, empty

**F0013205**




**Kontejnery sterilizační**  
Sterilisation containers

<b>K6-155</b>	580x280x100 mm
<b>K6-161</b>	580x280x135 mm
<b>K6-167</b>	580x280x150 mm
<b>K6-173</b>	580x280x200 mm
<b>K6-179</b>	580x280x260 mm



**Drátěný koš**  
Wire basket

<b>K2-461</b>	540x250x50 mm
---------------	---------------



**Silikonová podložka**  
Silicone mat

<b>K2-526</b>	520x230 mm
---------------	------------



**Jezdec Ti**  
Ti clamp

<b>F0023120</b>	6/4,5 mm
<b>F0023130</b>	6/6 mm
<b>F0023170</b>	8/4,5 mm
<b>F0023180</b>	8/6 mm
<b>F0023190</b>	8/8 mm



**Jezdec plast**  
Plastic clamp

<b>F0023360</b>	6/4,5 mm
<b>F0023370</b>	8/4,5 mm
<b>F0023380</b>	8/6 mm
<b>F0023390</b>	8/8 mm
<b>F0023395</b>	2×8/8 mm
<b>F0023398</b>	2×8/6 mm
<b>F0023399</b>	2×8/4,5 mm



**Svorka Ti**  
Ti connection device

<b>F0023210</b>	6/6 mm
<b>F0023250</b>	8/4,5 mm
<b>F0023260</b>	8/6 mm
<b>F0023270</b>	8/8 mm



**Hlava přímá PH-FIX**  
Straight clamp PH-FIX

**F0022050**

**Hlava přímá dětská PH-FIX**  
Straight pediatric clamp PH-FIX

**F0022060**



**Hlava kolmá PH-FIX**  
Perpendicular clamp PH-FIX

**F0022070**

**Hlava kolmá dětská PH-FIX**  
Perpendicular pediatric clamp PH-FIX

**F0022080**



**Hlava kolmá oboustranná zahnutá dětská PH-FIX**  
Perpendicular curved pediatric clamp PH-FIX

**F0022095**





**Distraktor**  
Distractor

<b>F0023020</b>	100–140 mm
<b>F0023030</b>	130–170 mm
<b>F0023040</b>	160–200 mm



**U-rám Ti**  
Titanium U-rod

<b>F0021020</b>	8/130 mm
<b>F0021021</b>	8/150 mm
<b>F0021022</b>	8/170 mm
<b>F0021023</b>	8/190 mm
<b>F0021024</b>	8/210 mm
<b>F0021025</b>	8/230 mm
<b>F0021026</b>	8/250 mm



**Tyč Ti**  
Titanium rod

<b>F0021001</b>	Ø 8/70 mm
<b>F0021002</b>	Ø 8/100 mm
<b>F0021003</b>	Ø 8/150 mm
<b>F0021004</b>	Ø 8/200 mm
<b>F0021005</b>	Ø 8/250 mm
<b>F0021006</b>	Ø 8/300 mm
<b>F0021007</b>	Ø 8/350 mm
<b>F0021008</b>	Ø 8/400 mm



**Tyč carbon**  
Carbon rod

<b>F0025400</b>	Ø 8/70 mm
<b>F0025900</b>	Ø 8/100 mm
<b>F0025500</b>	Ø 8/150 mm
<b>F0026000</b>	Ø 8/200 mm
<b>F0025600</b>	Ø 8/250 mm
<b>F0025700</b>	Ø 8/300 mm
<b>F0025750</b>	Ø 8/350 mm
<b>F0025800</b>	Ø 8/400 mm

**PH-FIX - FIXAČNÍ ŠROUBY**  
PH-FIX - FIXATION SCREWS



**Šroub kuželový Ø 6 mm, závit 6/5 mm**  
Conical pin Ø 6 mm, thread 6/5 mm

<b>S0010001</b>	80/30 mm
<b>S0010002</b>	100/30 mm
<b>S0010003</b>	100/40 mm
<b>S0010004</b>	120/30 mm
<b>S0010005</b>	120/40 mm
<b>S0010006</b>	140/40 mm
<b>S0010007</b>	140/50 mm
<b>S0010008</b>	160/40 mm
<b>S0010009</b>	160/50 mm
<b>S0010010</b>	180/50 mm
<b>S0010011</b>	180/60 mm
<b>S0010012</b>	200/50 mm
<b>S0010013</b>	200/60 mm
<b>S0010014</b>	220/50 mm
<b>S0010015</b>	220/60 mm
<b>S0010016</b>	240/50 mm
<b>S0010017</b>	240/60 mm



**Šroub kuželový dětský Ø 6 mm, závit 4,5/3,5 mm**  
Conical pin paediatric Ø 6 mm, thread 4.5/3.5 mm

<b>S0010101</b>	60/20 mm
<b>S0010102</b>	80/20 mm
<b>S0010103</b>	80/30 mm
<b>S0010104</b>	100/20 mm
<b>S0010105</b>	100/30 mm
<b>S0010106</b>	120/30 mm
<b>S0010107</b>	120/40 mm
<b>S0010108</b>	140/30 mm
<b>S0010109</b>	140/40 mm



**Šroub kuželový Ø 4,5 mm, závit 2,5/3 mm**  
Screw Ø 4.5 mm conical, thread 2.5/3 mm

<b>S0010303</b>	50/8 mm
<b>S0010304</b>	50/12 mm
<b>S0010305</b>	60/10 mm
<b>S0010306</b>	60/15 mm
<b>S0010307</b>	70/10 mm
<b>S0010308</b>	70/15 mm
<b>S0010309</b>	80/10 mm
<b>S0010310</b>	80/15 mm
<b>S0010311</b>	90/10 mm
<b>S0010312</b>	90/15 mm



**Šroub Bonell Ø 4,5 mm, závit 5,5 mm**  
Bonell pin Ø 4.5 mm, thread 5.5 mm

<b>S0020101</b>	120 mm
<b>S0020103</b>	140 mm
<b>S0020105</b>	160 mm
<b>S0020107</b>	180 mm
<b>S0020109</b>	200 mm
<b>S0020111</b>	220 mm
<b>S0020113</b>	240 mm
<b>S0020115</b>	260 mm
<b>S0020117</b>	280 mm



**Bodec**  
Pin location pointer

**F0011100**



**Pouzdro vrtací**  
Firm drilling guide

**F0010500** 60 mm  
**F0010600** 100 mm  
**F0010700** 130 mm



**Vložka vrtací**  
Drilling guide insert

**F0040702** Ø 3,5/50 mm  
**F0040502** Ø 4,5/60 mm  
**F0040602** Ø 4,5/100 mm



**Vrtáček**  
Drill

**F0011803** Ø 2,2 mm  
**F0011802** Ø 3,2 mm  
**F0011801** Ø 4,5 mm



**Klíč na šrouby**  
T-spanner pin introducer

<b>F0011200</b>	□	na šrouby Ø 6 mm	pin Ø 6 mm
<b>F0041300</b>	△	na šrouby Ø 4,5 mm	pin Ø 4.5 mm



**Kladivoklíč**  
Hammer with 10 mm hexagon socket wrench

**F0022100**



**Klíč na titanové jezdce**  
Flat-lug spanner for Ti clamps

**F0022200** 10



**Klíč na plastové jezdce**  
Flat-lug spanner for plastics clamps

**F0022205** 17



**Kruh carbon**  
Carbon circular frame

<b>F0060112</b>	140 mm
<b>F0060104</b>	160 mm
<b>F0060101</b>	180 mm
<b>F0060102</b>	200 mm
<b>F0060103</b>	220 mm



**Upínka na drát**  
K-wire fixation device

**F0060105**



**Čep na jezdcu rovný Ø 6**  
Straight pivot for clamping

**F0060108**

**Čep na jezdcu lomený Ø 6**  
Perpendicular pivot for clamping

**F0060109**




**Hlava UNI-FIX – Hybrid**  
UNI-FIX – Hybrid adaptor clamp

**F0060200**




**Napínák na hybrid**  
K-wire tensioning device

**F0060300**




**Jezdec Ti**  
Single clamp for connection Ti

<b>F0085200</b>	2/3 mm
<b>F0085300</b>	3/3 mm
<b>F0085400</b>	3/4,5 mm
<b>F0085500</b>	4,5/4,5 mm




**Jezdec dvojitý Ti**  
Double clamp for connection Ti

<b>F0085600</b>	4,5/4,5 mm	4.5/4.5 mm
<b>F0085210</b>	jednorovinný 2/3 mm	uniplanar 2/3 mm
<b>F0085220</b>	ortogonální 2/3 mm	orthogonal 2/3 mm



**Svorkovnice jednorovinná Ti**  
Multi clamp uniplanar Ti

<b>F0085230</b>	6 × Ø 2 mm	6 × Ø 2 mm
<b>F0085240</b>	ortogonální 6 × Ø 2 mm	orthogonal 6 × Ø 2 mm



**Svorka víceosá přímá**  
Multi-axis clamp straight

<b>F0081200</b>	Ø 2 mm
<b>F0081300</b>	Ø 3 mm



**Svorka víceosá zalomená**  
Multi-axis clamp cranked

<b>F0081250</b>	Ø 2 mm
<b>F0081350</b>	Ø 3 mm





**Šroub fixační Ti**  
Screw Ti

<b>S0080230</b>	Ø 2/30 mm
<b>S0080240</b>	Ø 2/40 mm
<b>S0080250</b>	Ø 2/50 mm
<b>S0080260</b>	Ø 2/60 mm
<b>S0080270</b>	Ø 2/70 mm



**Šroub fixační Ti**  
Screw Ti

<b>S0080330</b>	Ø 3/30 mm
<b>S0080340</b>	Ø 3/40 mm
<b>S0080350</b>	Ø 3/50 mm
<b>S0080360</b>	Ø 3/60 mm
<b>S0080370</b>	Ø 3/70 mm



**Tyč Ti**  
Rod Ti

<b>F0087340</b>	Ø 3/40 mm
<b>F0087345</b>	Ø 3/45 mm
<b>F0087350</b>	Ø 3/50 mm
<b>F0087360</b>	Ø 3/60 mm
<b>F0087375</b>	Ø 3/75 mm
<b>F0087380</b>	Ø 3/100 mm
<b>F0087385</b>	Ø 3/125 mm



**Tyč Ti**  
Rod Ti

<b>F0087440</b>	Ø 4,5/40 mm
<b>F0087445</b>	Ø 4,5/45 mm
<b>F0087450</b>	Ø 4,5/50 mm
<b>F0087460</b>	Ø 4,5/60 mm
<b>F0087475</b>	Ø 4,5/75 mm
<b>F0087480</b>	Ø 4,5/100 mm
<b>F0087485</b>	Ø 4,5/125 mm
<b>F0087490</b>	Ø 4,5/200 mm



**Tyč tvarovaná Ti**  
Cranked rod Ti

<b>F0087396</b>	Ø 3/70 mm
<b>F0087398</b>	Ø 3/100 mm



**Tyč tvarovaná Ti**  
Cranked rod Ti

<b>F008 7496</b>	Ø 4,5/70 mm
<b>F0087498</b>	Ø 4,5/100 mm



**Jezdec prolongace Ti Ø 2**  
Clamp for prolongation Ø 2 Ti

**F0085012**



**Jezdec prolongace Ti Ø 3**  
Clamp for prolongation Ø 3 Ti

**F0085022**




**Matice prolongace Ti**  
Nut for prolongation Ti

**F0085021**




**Tyč prolonační Ti**  
Bar for prolongation Ti

**F0085024** M5×70 mm  
**F0085026** M5×90 mm  
**F0085028** M5×110 mm



**Lámačka šroubů Ø 2 a Ø 3mm**  
Screw breaker Ø 2 and Ø 3mm

**F0080805**



**Klíč OK7**  
Flat spanner OK7

**F0081007**



**Šroubovák OK7**  
Socket wrench OK7

**F0080700**

**Šroubovák OK7 kloubový**  
Socket wrench OK7 articulated

**F0080750**



**Pinzeta MP-FIX**  
Tweezers MP-FIX

**397114080090**



**Prstový fixátor standard – malý (Ø 2/3)**  
Metacarpalis fixator standard – small (Ø 2/3)

**F0082001**


		ks / pcs	str. / page
<b>F0082005</b>	Box pro prstový fixátor malý 2/3	1	-
<b>F0085012</b>	Jezdec prolongace Ti Ø 2	4	24
<b>F0085021</b>	Matice prolongace Ti	4	24
<b>F0085024</b>	Tyč prolongační Ti M5x70 mm	1	24
<b>F0085026</b>	Tyč prolongační Ti M5x90 mm	1	24
<b>F0085028</b>	Tyč prolongační Ti M5x110 mm	1	24
<b>F0085200</b>	Jezdec Ti 2/3 mm	20	22
<b>F0085300</b>	Jezdec Ti 3/3 mm	8	22
<b>F0087340</b>	Tyč Ti Ø 3/40 mm	4	23
<b>F0087345</b>	Tyč Ti Ø 3/45 mm	4	23
<b>F0087350</b>	Tyč Ti Ø 3/50 mm	4	23
<b>F0087360</b>	Tyč Ti Ø 3/60 mm	4	23
<b>F0087375</b>	Tyč Ti Ø 3/75 mm	4	23
<b>F0087380</b>	Tyč Ti Ø 3/100 mm	4	23
<b>F0087385</b>	Tyč Ti Ø 3/125 mm	4	23
<b>F0087396</b>	Tyč tvarovaná Ti Ø 3/70 mm	2	23
<b>F0087398</b>	Tyč tvarovaná Ti Ø 3/100 mm	2	23
<b>S0080230</b>	Šroub fixační Ti Ø 2/30 mm	6	23
<b>S0080240</b>	Šroub fixační Ti Ø 2/40 mm	6	23
<b>S0080250</b>	Šroub fixační Ti Ø 2/50 mm	6	23
<b>S0080260</b>	Šroub fixační Ti Ø 2/60 mm	6	23
<b>S0080270</b>	Šroub fixační Ti Ø 2/70 mm	6	23



**Prstový fixátor standard – velký (Ø 3/4,5)**  
Metacarpalis fixator standard – large (Ø 3/4,5)

**F0082002**


		ks / pcs	str. / page
<b>F0082006</b>	Box pro prstový fixátor velký 3/4,5	1	-
<b>F0085021</b>	Matice prolongace Ti	4	24
<b>F0085022</b>	Jezdec prolongace Ti Ø 3	4	24
<b>F0085024</b>	Tyč prolongační Ti M5x70 mm	1	24
<b>F0085026</b>	Tyč prolongační Ti M5x90 mm	1	24
<b>F0085028</b>	Tyč prolongační Ti M5x110 mm	1	24
<b>F0085400</b>	Jezdec Ti 3/4,5 mm	20	22
<b>F0085500</b>	Jezdec Ti 4,5/4,5 mm	8	22
<b>F0087440</b>	Tyč Ti Ø 4,5/40 mm	4	23
<b>F0087445</b>	Tyč Ti Ø 4,5/45 mm	4	23
<b>F0087450</b>	Tyč Ti Ø 4,5/50 mm	4	23
<b>F0087460</b>	Tyč Ti Ø 4,5/60 mm	4	23
<b>F0087475</b>	Tyč Ti Ø 4,5/75 mm	4	23
<b>F0087480</b>	Tyč Ti Ø 4,5/100 mm	4	23
<b>F0087485</b>	Tyč Ti Ø 4,5/125 mm	4	23
<b>F0087496</b>	Tyč tvarovaná Ti Ø 4,5/70 mm	2	23
<b>F0087498</b>	Tyč tvarovaná Ti Ø 4,5/100 mm	2	23
<b>S0080330</b>	Šroub fixační Ti Ø 3/30 mm	6	23
<b>S0080340</b>	Šroub fixační Ti Ø 3/40 mm	6	23
<b>S0080350</b>	Šroub fixační Ti Ø 3/50 mm	6	23
<b>S0080360</b>	Šroub fixační Ti Ø 3/60 mm	6	23
<b>S0080370</b>	Šroub fixační Ti Ø 3/70 mm	6	23



**Prstový fixátor – nástroje**  
Metacarpalis fixator – instruments

**F0082003**

		ks / pcs	str. / page
<b>F0082007</b>	Box pro prstový fixátor	1	-
<b>F0080700</b>	Šroubovák OK7	1	25
<b>F0080750</b>	Šroubovák OK7 kloubový	1	25
<b>F0080805</b>	Lámačka šroubů Ø 2 a Ø 3 mm	1	25
<b>F0081007</b>	Klíč OK7	1	25
<b>397114080090</b>	Pinzeta MP-FIX	1	25



**Prstový fixátor – speciální svorky**  
Metacarpalis fixator – special clamps

**F0082004**

		ks / pcs	str. / page
<b>F0082007</b>	Box pro prstový fixátor	1	-
<b>F0081200</b>	Svorka víceosá přímá Ø 2 mm	2	22
<b>F0081250</b>	Svorka víceosá zalomená Ø2 mm	2	22
<b>F0081300</b>	Svorka víceosá přímá Ø 3 mm	2	22
<b>F0081350</b>	Svorka víceosá zalomená Ø 3 mm	2	22
<b>F0085210</b>	Jezdec dvojitý Ti jednorovinný 2/3 mm	2	22
<b>F0085220</b>	Jezdec dvojitý Ti ortogonální 2/3 mm	2	22
<b>F0085230</b>	Svorkovnice jednorovinná Ti 6 x Ø 2 mm	2	22
<b>F0085240</b>	Svorkovnice jednorovinná Ti ortogonální 6 x Ø 2 mm	2	22
<b>F0085600</b>	Jezdec dvojitý Ti 4,5/4,5 mm	6	22




**Box pro prstový fixátor malý 2/3**  
Box for metacarpalis fixator small 2/3

**F0082005**



**Box pro prstový fixátor velký 3/4,5**  
Box for metacarpalis fixator large 3/4,5

**F0082006**



**Box pro prstový fixátor**  
Box for metacarpalis fixator

**F0082007**



MEDIN, a.s.  
Vlachovická 619  
Nové Město na Moravě  
CZ 592 31  
Czech Republic  
IČ 43378030  
DIČ CZ43378030

**PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA**

tel: +420 312 247 763  
e-mail: ortho@medin.cz

**EXPORT**

phone: +420 566 684 331  
fax: +420 566 684 385  
e-mail: export@medin.cz

**www.medin.cz**  
**www.medin.eu**



**VÝROBA A VÝVOJ**  
ProSpon, spol. s r.o.  
Jiřího Voskovce 3206  
272 01 Kladno

**www.prospon.cz**